



## Beschreibung

Der Tork Spender für Kontinuierlichen Luftrerfrischer im Elevation Design verteilt mithilfe einer einzigartigen Vernebelungstechnologie den Duft kontinuierlich und gleichmäßig. Zertifiziert benutzerfreundlich für leichtes Nachfüllen.

- Für eine gleichbleibende, angenehme Waschraumerfahrung, die weniger Beanstandungen nach sich zieht.
- Kein Abklingen des Frischeeffekts nach dem Versprühen dank einzigartiger Vernebelungstechnologie<sup>1</sup>
- Ein zertifiziert benutzerfreundliches System<sup>2</sup> für müheloses Nachfüllen dank einer niedrigeren Platzierungsposition im Gegensatz zu herkömmlichen Aerosolsystemen, die oft hoch platziert werden müssen, um wirksam zu sein.
- Flexible Positionierung in gut erreichbarer Höhe für das Reinigungspersonal bedeutet, dass keine speziellen Arbeitsgeräte erforderlich sind und keine zusätzlichen Wartungskosten anfallen.
- Einfache Anwendung: Hygiene soll für alle zugänglich sein: Viele Tork Hygiene Systeme sind von der Schwedischen Rheuma-Organisation als „benutzerfreundlich/easy to use“ zertifiziert.
- Elevation
- Easy-to-use (SRA)
- Verschließbar

## Produktzertifikate



Elevation Design



## Angaben zum Produkt

Produkthöhe (ohne Verpackung)	14,6 cm
Material des Spenders	plastic
Produktbreite (ohne Verpackung)	9,8 cm
Produktlänge/-tiefe (ohne Verpackung)	11,9 cm
System	A3

## Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322541888828	7322541888835	7322542104323
Verpackungsmaterial	Karton	Karton	-
Stücke	1	6 (6 CON)	858 (143 TRP)
Höhe	152 mm	164 mm	2.282 mm
Länge	100 mm	313 mm	1.200 mm
Breite	120 mm	250 mm	800 mm
Bruttogewicht	456,9 g	2,8 kg	400,4 kg
Nettogewicht	407,25 g	2,44 kg	349,42 kg
Volumen	1,82 dm <sup>3</sup>	12,83 dm <sup>3</sup>	1,83 m <sup>3</sup>
Lagen pro Palette	-	-	13
TRP pro Lage	-	-	11

1. Patentierte Technologie auf Basis einer bewährten Treibmitteltechnik, die in der Pharmabranche angewendet wird, wo die präzise Dosierung bei Human- und Tierarzneimitteln essenziell ist

2. Zertifiziert vom Schwedischen Rheumaverband, getestet gemäß „The Design for All Test“, veröffentlicht im Swedish Design Research Journal, 2011



Think ahead.

# Tork Spender für Kontinuierlichen Lufterfrischer

256011



## Kompatible Produkte



Tork Constant Air Freshener  
Breeze  
A3  
257010



Tork Kontin.Lufterfr.Blütentraum  
A3  
257011



Tork Constant Air Fresh. Neutralizer  
A3  
257012



Tork Constant Air Fresh. Mixed Pack  
A3  
257013